CAKE611 放大器

1. 产品简介

CAKE611 放大器是一个 NIM 标准宽度的核电子学仪器插件。其特点是:输入噪声低,成形时间常数可调,宽的增益范围,优秀的过载响应。可连接半导体探测器、正比计数管、闪烁探测器等做计数和能谱测量。

CAKE611 放大器输入阻抗约为 $1K\Omega$,能接受正或负的输入信号,处理脉冲的上升时间<650ns,下降时间>40us。输出阻抗为 50Ω 。

CAKE611 放大器可选择 8 档微积分时间常数,微积分能分别调节;在微分网络之前有一个可变的极零相消电路,能处理衰减时间>40us 的信号,极零相消能解决由微分、大脉冲、大计数率带来的下冲。CAKE611 放大器内部包含一个有源积分网络,相对于传统的 RC 成形来说,CAKE611 放大器的有源滤波成形有利于提高脉冲的信噪比,缩短脉冲的恢复时间。提供了最大±10V 的线性输出范围,可连接多道分析器获取能谱。

CAKE611 放大器内置了门控基线恢复电路,可使系统的基线不受输入计数率的影响。在能谱测量时可提高系统的分辨率;而传统的基线恢复电路在高计数率时会发生基线漂移,影响计数测量的精确度和能谱测量的分辨率。

2. 性能

增益范围

5~750 倍连续可调。

脉冲成形

积分和微分独立控制脉冲成形,

积分有 8 档, 分别是 0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6us 这 8 个档位,

微分有 8 档,分别是 max, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6us 这 8 个档位。

积分非线性

在 3us 的成形时间测量, <0.05%。

噪声

<5uV,使用 3us 的成形时间,放大器倍数为 100 倍。

温度不稳定性

增益: ≤±0.0075%/℃,0~50℃。

输出直流电平: ≤±50uV/℃, 0~50℃。

基线恢复

使用门控基线恢复。

过载恢复

过载 200 倍时,恢复到非过载脉冲的基线的 2%时,其宽度为非过载的 2.5 倍。

3. 控制

增益细调

10 圈精密电位器连续调节,可直接通过刻度盘获得当前的细调倍数值,范围从 × **0.5** 到 × **1.5** 倍。

增益粗调

使用 6 档波段开关选择反馈网络,放大倍数值为: ×10, ×20, ×50, ×100, ×200, ×500。与细调值相乘就是当前放大器的全部放大倍数。

积分

前面板的波段开关,有8档,分别是0,0.5,1,2,3,4,5,6us。

微分

前面板的波段开关,有8档,分别是max,0.5,1,2,3,4,5,6us。

极零

使用一字改锥调节前面板的极零电位器,极零相消调节范围从 40us 到∞。

+/-

拨动开关选择输入极性为正或负。

输入

前后面板的 BNC接口;输入极性为正或负;允许输入脉冲的上升时间为 $10^{\circ}650$ ns,衰减时间为 40us $^{\circ}\infty$,输入阻抗为 1K Ω ,直流耦合;输入幅度最大值为 ± 10 V。

输出

前后面板的 BNC 接口;输入极性为正或负;短路保护;输出阻抗 50Ω ;幅度范围 0^{-} $\pm 10V$;输出为半高斯波形,有源滤波成形,成形时间可通过前面板的"微分、积分"旋钮调节。

前置电源

后面板的七星连接器输出±12V, ±24V 电压给前置放大器供电。

供电需求及产品重量

+24V,10mA;-24V,10mA;+12V,25mA;-12V,25mA;+6V,5mA。 产品净重: 1Kg。

宽度:一个标准 NIM 宽度。

4. 成套清单

 CAKE611 放大器
 ×1

 BNC 同轴电缆(40cm)
 ×1

 使用说明书
 ×1