关于光泵磁共振实验磁感应强度计算公式的说明

首先,向各位同学道歉:由于我对仪器结构的了解不够深入,一直没有发现原版实验讲义中的错误。

在此,特别感谢李舒扬、戴威、丁毅飞三位同学在实验过程中的认真投入,发现讲义中的错误并能找出原因。

乐永康 2019年11月5日

亥姆霍兹线圈的接线方式有两种,如下:




图 1、亥姆霍兹线圈的接线方式:(左图)并联接线;(右图)串联接线。




图 2、光泵磁共振仪上磁场线圈的实际接线方式: 左)水平场线圈和扫场线圈的并联接线; 右)垂直场线圈的串联接线。

由从实验仪器上实拍照片图 2,我们可以看出:光泵磁共振实验仪上,水平场磁场线圈和扫场线圈是用的并联接线(接线柱上:一进两出),垂直场线圈用的是串联接线(接线柱上:一进一出)。

亥姆霍兹线圈轴线中心位置的磁感应强度可以 B 一般由下式计算:

$$B = \frac{8}{5^{3/2}} \frac{\mu_0 NI}{R} \tag{1}$$

其中, μ_0 是真空磁导率,N为线圈匝数,I为流过线圈的电流,R为线圈半径。对于串联接线,回路中的电流处处相等,代入 μ_0 后可得:

$$B = \frac{32\pi}{5^{3/2}} \frac{NI}{R} \tag{2}$$

对于并联接线,由于流过每一个线圈的电流只有电源输出电流的一半,代入 μ_0 后得到的 B 的计算公式是:

$$B = \frac{16\pi}{5^{3/2}} \frac{NI}{R} \circ \tag{3}$$

注意:这里的 I 是电源的供电电流。

!! 重要!!:

因此,《近代物理实验补充讲义》第 53 页(光泵磁共振实验讲义)的公式(8)、也即这里的公式(3),只适用于水平场的计算,而垂直场的计算要用这里的公式(2)。